

ANTI-BLISTER SPORTS TAPE

Sporttejp mot blåsor

- + Förebygger effektivt friktion och blåsor genom att skapa ett skyddande lager mot huden
- + Stark vidhäftning med upp till 72 timmars skydd
- + Extra flexibel och andningsbart material
- + Klippas enkelt till önskad storlek. Även lämplig för att förebygga blåsor på händerna

Förpackningsinnehåll: 2,5m x 5cm

Sammansättning: Baksidematerial: Bomull och Elastan

Häftmassa: Polyakrylat

Applicering: Applicera på rengjord och torr hud minst 20 minuter före fysisk aktivitet. Fäst tejpens försiktigt på huden utan att töja ut den och undvik att den veckas.

Tejpen är inte avsedd för att stödja leder eller behandla muskelsmärta. Använd inte tejpen om huden blir irriterad.



48391