

Kundanpassat Spinalset

4470046N

NRFit®











Kundanpassat Spinalset

Spinalset 4470046N



ProSet Pencan® NRFit® 25G

KUNDANPASSAT SET 4470046N

								
Benämning	Pencan® 25G 0.5 x 88 mm	Introducer 20G 0.9 x 35 mm	Omnifix® 3 ml LS	Omnifix® 1 ml NRFit® Slip	Omnifix® 5 ml NRFit® Slip	Filterkanyl NRFit®	Sterican® 18G 1.2 x 50 mm	Sterican® 23G 0.6 x 30 mm
ProSet Pencan NRFit 25G	•	•	•	•	•	•	•	•

PRESCRIPTION

PATIENT ACCESS

PREPARATION

Spinalanestesi








- Spinalkanyl atraumatisk Pencil Point Pencan® Orange 25G 0.5 x 88 mm NRFit®
- Införare för Spinalkanyl 0.9 x 35 mm 20G Luer
- Omnifix® spruta 1 ml NRFit® Slip
- Omnifix® spruta 5 ml NRFit® Slip
- Uppdragningskanyl med 5 µm filter 19G NRFit®

Patienttvätt / Steril rutin

- Engångspeang 14,5 cm
- Tvättork 6 st (extra stora)
- Kompresser i gasväv 2 st 7,5 x 7,5 cm
- Patientduk 75 x 75 cm, placerad under tråget
- Tvådelat tråg grönt 20 x 14.8 x 4 cm
- Extra skål vit 265 ml
- Omslagsduk 75 x 90 cm

Lokalbedövning

- Omnifix® spruta 3 ml Luer Slip
- Injektionskanyl blå 0.6 x 30 mm G23 Luer
- Uppdragningskanyl rosa 1.2 x 50 mm G18 Luer


							Artikel nr.
Kompresser 7.5 x 7.5 cm	Engångs Peang	Bomulls tork	Extra skål vit	Tråg grönt	Patientduk 75x75cm	Uppdragningsduk 75 x 90 cm	
2 st	•	6 st	•	•	•	•	4470046N

APPLICATION

DISCHARGE MANAGEMENT

Kundanpassat Spinalset

Förpackningsnivåer



Förpackningsnivåer

Ref	Förpackningstyp	Storlek (cm)	Antal (st)
1	Styckesförpackning	41 x 25 x 6,2	1
2	Avdelningsförpackning	58 x 24 x 30	12
3	Transportförpackning	59 x 25 x 32	12
4	Pall	120 x 80 x 182	360