

Steril tamponad gasväv med röntgentråd

Latexfri & PVC-fri

100% blekt bomull

32 trådar

Vävd kanter

Färg: Vit

Röntgentråd: Polypropylen (PP) + Bariumsulfat (BaSO₄)
PVC-fri, blå - invävd

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 2a steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 13485:2016



Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Styck fp	Avd fp st	Trp fp st
1298101	1 cm x 50 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298102	1 cm x 100 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298103	1 cm x 200 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298104	1 cm x 500 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298111	2 cm x 50 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298112	2 cm x 100 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298113	2 cm x 200 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298114	2 cm x 500 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298121	5 cm x 50 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298122	5 cm x 100 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298123	5 cm x 200 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298124	5 cm x 300 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298125	5 cm x 500 cm	1	10 x 1	10 x 12 x 1 = 120
1298131	10cm x 100 cm	1	1 x 10	1 x 10 x 12 = 120
1298132	10cm x 300 cm	1	1 x 10	1 x 10 x 12 = 120