

Dynacast®

DYNACAST® PRELUDE
ORTOPEDISK GIPSSKENA



ORTOPEDISK GIPSSKENA

Dynacast® Prelude är en syntetisk gipsskena som är färdig att använda. Ett allt-i-ett-system som erbjuder snabb och enkel applicering samt säker immobilisering. Dynacast® Prelude består av polyuretanbelagd glasfiber innesluten i ett polsterlager av polypropylen.

Dynacast® Prelude används för immobilisering av frakturer och mjukdelsskador och är idealisk att använda på akutmottagningar.

Enkellager konstruktion

Genom det patenterade enkellager-substratet ILP (Interlocking Performance Technology) elimineras risken för delaminering och man får en skrynkelfri applicering. Skenan har mycket bra formbarhet och båda sidorna av skenan är tillämpliga. Dynacast® Prelude finns i 7 olika storlekar. Modelleringstid 2-4 min, härdningstid 20 min.

Material

Glasfiber.

Finns även som färdiga longuetter, både med och utan polster. Tillhörande kardborrset finns att beställa för övre respektive nedre extremitet.

Bruksanvisning

- 1 Välj storlek och mät upp längden.
- 2 Klipp till önskad längd.
- 3 Vik in kanten på rullen som är kvar i förpackningen.
- 4 Fäst klämman ① (som medföljer förpackningen) runt änden så att inte luft kommer in i förpackningen.
- 5 Dra ut det avklippta gipset ur den blå plastförpackningen. Öppna polstringen och klipp av gipset ca 1 cm i vardera ände. Runda vid behov av hörnen.
- 6 Vik tillbaka polstret över skenan. Se till att polstret täcker gipskanterna.
- 7 Tillsätt 2-3 dl vatten jämnt över skenan och polstret.
- 8 Lägg skenan på plats på patienten och fäst med en stödlinda för att forma skenan.
- 9 Skanna QR-kod för att se instruktionsfilm för helbensskena.



BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Dynacast® Prelude

Art nr.	Storlek	Antal/ fp	Antal/ trp
Allt-i-ett-system – på rulle			
71418-00	2,5 cm x 4,6 m	1	2
71420-00	5 cm x 4,6 m	1	2
71421-00	7,5 cm x 4,6 m	1	2
71415-00	10 cm x 4,6 m	1	2
71416-00	12,5 cm x 4,6 m	1	2
71417-00	15 cm x 4,6 m	1	2
71419-00	20 cm x 2,3 m	1	2
Longuetter - med polster			
47223-00	7,5 cm x 40 cm	5	20
47224-00	10 cm x 30 cm	5	20
47225-00	10 cm x 40 cm	5	20
47226-00	10 cm x 76 cm	4	16
47235-00	12,5 cm x 76 cm	4	16
Longuetter Solo - utan polster			
72963-00	5 cm x 25 cm	10	10
72963-01	7,5 cm x 30 cm	10	10
72963-02	7,5 cm x 87 cm	10	10
72963-03	10 cm x 38 cm	10	10
72963-04	10 cm x 75 cm	10	10
72963-05	12,5 cm x 75 cm	10	10
72963-06	15 cm x 30 cm	10	10
Strap kits - kardborrband			
71415-18	Upper kit 1,6 cm x 43 cm (1) 5 cm x 50 cm (2)	10	100
71415-19	Lower kit 5 cm x 57 cm (3)	10	100