

92512

# Katrin Plus C-vikt Pappershandduk 100 ark 2-lagers

- En mjuk handduk av högsta kvalitet
- Hög absorptionsförmåga
- 2-lagers, vit
- Certifierad EU:s miljömärke (SE/004/002)
- Denna pappersvikning är vårt enda alternativ som pappershandduk när du inte har tillgång till en dispenser.
- Passar till: Katrin Handduksdispenser
- Livsmedelssäkerhet: Produkten kan i avtorkningssyfte komma i direktkontakt med livsmedel under en kortare tid

ISO  
9001ISO  
14001

## Ursprungsland: Finland

### Produkter

Färg	Vit
Arklängd	240 mm
Arkbredd	330 mm
Antal lager	2

### Konsumentförpackning

Längd/Djup	240 mm
Bredd	90 mm
Höjd	135 mm
Gross vikt	0,335 kg

Ark/konsument-  
förpackning 100

EAN kod



### Handelsenhet

Längd/Djup	560 mm
Bredd	360 mm
Höjd	242 mm

Gross vikt	5,448 kg
Ark per säck/kartong	1 600
Konsument- förpackningar per säck/kartong	16

EAN kod



## Pall

Längd/Djup 1 200 mm

Gross vikt 112,338 kg

EAN kod



Bredd 800 mm

Transport  
-förpackningar/Pall 16

Höjd 1 118 mm

## Relaterade produkter

Relaterade produkter från totala sortimentet. Det lokala sortimentet finner ni på vår webbplats.



988366

Katrin Metalldispenser M  
för Pappershanddukar,  
Borstat Stål



988113

Katrin Metalldispenser M  
för Pappershanddukar, Vit



77434

Katrin Plastdispenser M  
för Handdukar, Svart



77410

Katrin Plastdispenser M  
för pappershanddukar, Vit



88966

Katrin Handduksdispenser  
S - Svart



88942

Katrin Handduksdispenser  
S - Vit



89741

Katrin Handduksdispenser  
XL - Svart



89727

Katrin Handduksdispenser  
XL - Vit

Detta produktdatablad är endast avsett för informationssyfte, och Metsä Tissue tar inget ansvar för eventuella fel, brister eller felaktigheter i innehållet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i våra produkter, produktinformation och produktsortiment.