


Kliniderm® **foam silicone border flexible**



Mjuk • Flexibel • Anpassningsbar

Kliniderm® foam silicone border flexible

Kliniderm® omfattar de avancerade produkterna från Klinion - ett välkänt varumärke inom sårvård. I över 30 år har Klinion erbjudit patienter i hela världen produkter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Med ett brett sortiment säkerställer Kliniderm®-produkterna optimal användarkomfort.

Vi är glada att kunna meddela att vi utökar vårt sortiment av Kliniderm® Foam Silicone Border med en ny extra flexibel produktgrupp: Kliniderm® Foam Silicone Border Flexible! Denna nya produktgrupp består av 7 storlekar och erbjuder extra flexibilitet och töjbarhet. Kliniderm® Foam Silicone Border Flexible har unika Z-formade snitt som ger ett mer töjbart förband. Detta förband kan användas när extra elasticitet behövs. Tack vare den speciella utformningen sitter förbandet bättre på plats vid regelbunden användning.

Den transparenta designen gör det möjligt för vårdpersonalen att kontrollera nivån och typen av sårvätska utan att störa såret. Detta kan ge vårdpersonalen vägledning vid förbandsbyten eller när god sårvårdspraxis kräver att förbandet byts.

Indikationer

Kliniderm® Foam Silicone border flexible är avsedd för måttligt till kraftigt vätskande kroniska och akuta sår och kan användas under hela läkningsprocessen på följande sår: trycksår, venösa bensår, diabetiska fotsår, rivsår, skrubbsår, hudavskrapningar, donatorställen, postoperativa kirurgiska sår, ytliga och delvis ytliga brännskador.

Mjuk, flexibel & anpassningsbar



Extra flexibilitet

Unika Z-formade snitt som ger ett mer flexibelt förband och större töjbarhet



Transparent design

Ger bättre synlighet på såret under läkningsprocessen



Absorberar och hanterar exsudat

För att skydda omgivande hud och stödja fuktig sårhäkning



Skonsamt silikonhäftämne

Bidrar till att minimera risken för smärta och skador på såret vid förbandsbyten




Hudvänlig

Tillförlitlig fixering och säker för ömtålig hud, vilket förbättrar patientens följsamhet



Upp till 7 dagars användningstid

För att minimera förbandsbyten



Effektiv under kompression

Absorberas under kompressionsbandage och -strumpor



Skyddande

Utgör en barriär för mikroorganismer

REF#	Storlek	Stycken i innerförpackning	Stycken i yttreförpackning
40514890	7.5 x 7.5 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514891	10 x 10 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514892	12.5 x 12.5 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514893	15 x 15 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514894	10 x 20 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514895	10 x 30 cm	5	100 (20 x 5 x 1)
40514896	15 x 20 cm	5	100 (20 x 5 x 1)



Medeco B.V.
Brandpuntlaan Zuid 14
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands



www.medeco.org

MED_01_20250314