

RENILON 7.5

**Energirikt kosttillägg
speciellt anpassad för
njurpatienter i dialys**

Renilon 7.5 är ett energirikt kosttillägg speciellt anpassad för njurpatienter i dialys som kräver högt intag av protein.

Renilon 7.5 innehåller 7,5 g protein/100 ml och har ett lågt innehåll av elektrolyter. Renilon 7.5 finns i smakerna aprikos och karamell.

Renilon 7.5 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under medicinsk övervakning.



Ingredienser

Avmineralt vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), vasselprotein (från **komjolk**), fruktos, aromämne, trikolincitrat, färgämne (karmin^a, kurkumin^a, sockerkulör E150d^b), kaliumhydroxid, natriumcitrat, natrium-L-askorbat, taurin, L-karnitin, järnlaktat, natriumhydroxid, DL- α -tokoferylacetat, zinksulfat, nikotinamid, natriumselenit, kopparglukonat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, kalcium-D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, D-biotin, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, riboflavin, natriummolybdat, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

- a) Avser Aprikossmak
b) Avser Karamellsmak

Renilon 7.5 innehåller per 100 ml

- 200 kcal
- 10,0 g fett från raps- och solrosolja (45 E%)
- 20,0 g kolhydrat från maltodextrin och fruktos (40 E%)
- 7,5 g protein från vasselprotein (15 E%)

Renilon 7.5 är glutenfri.

Användning

Renilon 7.5 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas i samråd med dietist eller läkare. Endast avsedd som komplement till övrigt kostintag. Renilon 7.5 är färdig att drickas och smakar bäst om den serveras väl kyld. Omskakas innan användning. Renilon 7.5 är ej lämplig för barn under 3 år eller för patienter med galaktosemi.

Dosering

Vuxna: 1–3 flaskor per dag, eller enligt ordination från dietist eller läkare.

Barn: endast enligt ordination.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i högst ett dygn. UHT-steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år.

Beställning

Renilon 7.5 kan beställas och köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: nutriciastore.se eller e-post: order.se@danone.com

Produkt	Art.nr	Förpackning
Renilon 7.5 Aprikossmak	900889	4 x 125 ml
Renilon 7.5 Karamellsmak	900890	4 x 125 ml

Näringsvärde

Per 100 ml

Energi	kcal	200
	KJ	838
Fett (45 E%)	g	10
mättat fett	g	0,94
enkelomättat fett	g	7,1
fleromättat fett	g	2
linolsyra	g	1,66
α -linolensyra	g	0,24
Kolhydrat (40 E%)	g	20,0
varav sockerarter	g	4,9
Protein (15 E%)	g	7,5
Salt	g	0,15
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	61 (2,65)
Kalium	mg (mmol)	33,2 (0,85)
Klorid	mg (mmol)	9 (0,3)
Kalcium	mg (mmol)	5 (0,1)
Fosfor	mg (mmol)	6 (0,2)
Magnesium	mg (mmol)	<2,0 (<0,8)
Järn	mg	2,0
Zink	mg	0,42
Koppar	mg	0,4
Mangan	mg	0,78
Fluor	mg	0,20
Molybden	μ g	15
Selen	μ g	17
Krom	μ g	9
Jod	μ g	27,1
Vitaminer		
Vitamin E	mg (α -TE)	5,05
Vitamin K	μ g	11,2
Tiamin	mg	0,29
Riboflavin	mg	0,4
Niacin	mg	3,69
Pantotensyra	mg	1,14
Vitamin B6	mg	0,95
Folsyra	μ g	99,2
Vitamin B12	μ g	0,53
Biotin	μ g	8,0
Vitamin C	mg	6,0
Övrigt		
Karotenoider	mg	0,47
L-karnitin	mg	14,9
Kolin	mg	40
Taurin	mg	15,8
Osmolaritet	mOsm/l	410
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	580
Vatten	g	71

IDDSI

Produkt	IDDSI-nivå Kylskåpskall	IDDSI-nivå Rumstempererad
Renilon 7.5	1	0

Testning har utförts i enlighet med metodik i IDDSI ramverk.