


# PRODUKTDATABLAD

## SPINOCAN 26GX88MM NRFIT(4522601N)

Spinalkanyl Skärande Quincke slipning färgkod MÖRKGRÅ (NRFit)



Beskrivning	Beskrivning
Varumärke	Spinocan®
Produktnamn (HC)	Spinocan®
Product type	Needle
Application	Spinal
Type of bevel	Quincke
Gradering	-
Ytterdiam. kanyl	0.47 mm
Gauge (kanyl)	26
Färg	brun
Kanyllängd (metrisk)	88.00 mm

Beskrivning	Beskrivning
Material of mandrin	stainless steel
Guide cannula	No
suitable catheter (Gauge)	-
Hub design	square
with SafeConnect	No
Typ av förpackning	Blister
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Produkten innehåller PVC	Nej
Produkten innehåller latex	nej
Produkten innehåller DEHP	Nej
Produkten (ouppackad) innehåll	Nej
Produkten innehåller Latex	Nej
Sterilitet	Nej
Product contains BPA	No
Produkten innehåller Nickel	Ja
Sterilitet	steril
Typ av sterilisering	EO
Engångs-/flergångsbruk	engångs
Storage Environment Temperatur	10 °C - 25 °C
Storage Environment Humidity	30 % - 90 %