

Produkt information Laerdal Airway Management portfolio – The BAG



TheBag II (2) utgår och vi är inne i en övergångsprocess till *The Bag*. Den nya *The Bag* är nu MDR-godkänd för distribution inom EU.

The Bag har följande viktiga förbättringar:

- State-of-the-art levererad syrgaskoncentration
- Högkvalitativa stora ventiler för hög syreprestanda (liknande ventildesign som LRS)
- Mycket flexibel ergonomi
- Handrem ger ett säkert grepp och minskar risken för oavsiktliga fall
- Masken och påsen kan roteras för komfort och exakt passform
- Kan justeras till klinikerns föredragna arbetsposition

- PVC- och ftalatfri
- Materialval anpassat för patientsäkerhet och biokompatibilitet
- Förbättrad hållbarhet, flexibilitet och övergripande kvalitet
- Överensstämmelse med de senaste föreskrifterna
- Designad för att uppfylla den senaste ISO-standarden (10651-4:2023)
- Säkerställer att patienter får bästa möjliga vårdkvalitet
- Standarden hjälper till att förbättra produktens kvalitet, pålitlighet och säkerhet
- Användarvänlig förpackning
- Lätt att identifiera storlekar
- Enhetliga färgförpackningar enligt branschens standarder
- Språkneutral användarinformation tryckt på förpackningen

Sortiment av tillbehör för *The Bag*:

- Mask (storlek 1 till 5)
- PEEP-ventil (2-10 cmH₂O och 5-20 cmH₂O)
- Andningsfilter
- Manometer
- Refill-ventiladapter

Priser:

- För distributörer som har upphandlade avtalspriser gäller befintliga priser motsvarande TheBag II under avtalsperioden. För nya kunder och kommande upphandlingar gäller listpriser på laerdal.com.

Leveranser:

- Efter MDR godkännande kommer nu tillverkningsprocessen att skalas upp och vi förväntar oss att påbörja försäljningen under Q2-2025 med leverans under Q4-2025.

Nacka 2025-04-03

Laerdal Medical AB

Morten Blakstvedt

Senior Business Developer

+46 733 712932 / morten.blakstvedt@laerdal.com