



Art nr	Benämning	Förp.strl
CV-04306	CVK-set, 1-Lumen 16G x 16cm	20 st/pkt

Komplett set med:

- 1 1-Lumen kateter 16G x 16cm. Ytterdiameter 1,8mm
- 1 Ledare 0.81mm x 45cm med J-Tip/rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer
- 1 Dilatator 7Fr x 10,2cm
- 1 Seldinger-introduktionskanyl 18G x 6,35cm
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (mobil)
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (fast)
- 1 Spruta 5 ml Luer-slip

Lumen/ volym/ flöde

Distal 16G/ 0,40ml/ 3013ml/h

PVC-fri, latexfri och CE-märkt