



Art nr	Benämning	Förp.strl
CV-12955	CVK-set, 5-Lumen 9,5Fr x 16cm	5 st/pkt

Komplett set med:

- 1 5-Lumen kateter 9,5Fr x 16 cm. Ytterdiameter 3,3 mm
- 1 Rostfri stålledare 0.81mm x 60 cm med J-Tip/rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer
- 1 Dilatator 10Fr x 10,2cm
- 1 Seldinger-introduktionskanyl 18G x 6,35cm
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (mobil)
- 1 SecondSite™ fixeringsvinge (fast)
- 1 spruta 5 ml Luer-slip
- 5 korkar

Lumen/ volym/ flöde

Distal 16G/ 0,43ml/ 3486ml/h

Medial 1 14G/ 0,47ml/ 5362ml/h

Medial 2 18G/ 0,35ml/ 1270ml/h

Medial 3 18G/ 0,35ml/ 1237ml/h

Proximal 18G/ 0,39ml/ 1320 ml/h

PVC-fri, latexfri och CE-märkt