

Produktdatablad

Produktnamn: Klinion, schampomössa för hårtvätt utan vatten

Mediq artikelnummer: 10036189

Sköljfri schampomössa som kan värmas i mikrovågsugn eller i ett temperaturkontrollerat värmeskåp.

Tillverkade av ett mjukt non-woven-material impregnerat med en alkoholfri rengörande och vårdande lösning.

Klinion schampomössa är lämplig för rengöring av håret utan behov av tvål och vatten.

Egenskaper:

- Non-woven
- Oparfumerad
- Hudvänlig
- Engångsprodukt
- Kan värmas i mikrovågsugn



| Specifikationer | Data |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. Nummer | 3601 |
| Innehåll/försäljningsenhet | 1 st |
| Transport förpackning | 30 st |
| EAN-nummer på försäljningsenhet | 8715343746325 |
| Regelverk | Kosmetikaförordningen (1223/2009) |
| Ursprungsland | Holland |