

COMPLEAT® MIX BOLUS

Komplett sondnäring med ingredienser från riktiga råvaror*

Compleat® Mix är en sondnäring som innehåller ingredienser från riktiga råvaror*: kyckling, ärtor, bönor, persika och apelsin.

Eftersom egenmixad sondnäring kan leda till bättre gastrointestinal tolerans^{1,2} har produkter skapats som innehåller ingredienser från riktiga råvaror.

Studier på denna typ av produkter har utvärderats på pediatriska patienter med olika diagnoser och dessa tolereras väl.³⁻⁷

ANVÄNDNING

Compleat® Mix är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, och är näringsmässigt komplett. Den är avsedd för kostbehandling av patienter med eller i risk för malnutrition och ska användas under medicinsk övervakning. Sondnäringen är lämplig som enda näringskälla och kan användas från 3 års ålder. Även lämplig vid t.ex. Crohns sjukdom.

Flaskan omskakas före användning.

ADMINISTRERING

SimpLink® är ett unikt system för bolusmatning som är enkelt att använda, portabelt och hygieniskt.⁸ Skaka flaskan, anslut förpackningen till matnings-slangen, vänd flaskan upp och ner och tryck på den med två händer för att leverera sondnäring. Tryck på flaskan gradvis för att leverera 250 ml under en period av 10-20 minuter, beroende på näringsbehov och tolerans. Rådfråga din läkare eller dietist vid behov. Endast för enteral användning via ENFit-koppling.

DOSERING

1500–2000 ml för komplett nutrition eller enligt rekommendation av läkare eller dietist.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Efter att förpackningen öppnats ska den förbrukas inom 12 timmar. Förvara eventuell oanvänd portion i kylskåp mellan matningstillfällena. Släng oanvänd produkt 12 timmar efter att flaskan öppnats.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	110 kcal
Fett	30 E% eller 3,7 g
Kolhydrat	51 E% eller 14 g
Fiber	3 E% eller 1,4 g
Protein	16 E% eller 4,4 g
Laktos	<0,05 g
Gluten	Glutenfri

REFERENSER 1. Hurt RT, et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. *Nutr Clin Pract.* 2015;30(6):824–829. 2. Chandrasekar, et al. Exploring Clinical Outcomes and Feasibility of Blended Tube Feeds in Children. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2021 May;45(4):685–698. 3. Samela K, et al. Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. *Nutr Clin Pract.* 2017;32(2):277–281. 4. Kluge et al. The Effect of a Low Calorie, Nutrient Dense Formula on the Use of Modular Nutrition Supplements in Children with Developmental Disabilities. *JPGN, Volume 57, Suppl 1, October 2013.*

Forts.



* Rehydrerat kycklingkött och grönsaker, persikopuré och apelsinjuice från koncentrat

NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml

Energi	kcal	110
	kJ	461
Fett (30 E%)	g	3,7
– varav mättat	g	1,6
– varav MCT	g	0,70
– varav enkelomättat	g	1,4
– varav fleromättat	g	0,7
– varav Omega-3	g	0,13
Kolhydrat (51 E%)	g	14
– varav sockerarter	g	1,4
– varav laktos	g	<0,05
Fiber (3 E%)	g	1,4
– lösliga	g	0,7
– olösliga	g	0,7
Protein (16 E%)	g	4,4
(mjölkproteiner, kyckling, ärtor)		

MINERALER

Natrium	mg	100
Kalium	mg	130
Klorid	mg	85
Kalcium	mg	80
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,19
Mangan	mg	0,29
Fluorid	mg	0,15
Selen	µg	8,2
Krom	µg	11
Molybden	µg	14
Jod	µg	17

VITAMINER

Vitamin A	µg RE	130
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin E	mg	2,0
Vitamin K	µg	8,5
Vitamin C	mg	11
Tiamin	mg	0,16
Riboflavin	mg	0,19
Niacin	mg NE	2,2
Vitamin B₆	mg	0,2
Folsyra	µg	31
Vitamin B₁₂	µg	0,37
Biotin	µg	5,5
Pantotensyra	mg	0,80

ÖVRIGA NÄRINGSÄMNETEN

Kolin	mg	42
Osmolaritet	mOsm/L	315
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	380
Vattenhalt	g/100 ml	84

RE: Retinolekvivalent, NE: Niacinekvivalent

INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, rehydrerat kycklingkött (6,9%), rehydrerade grönsaker (5,95% (ärtor (5,2%), gröna bönor (0,75%)), **mjolkproteiner**, apelsinjuice (1,8%) från koncentrat, persikopuré (1,5%), vegetabiliska oljor (raps, solros), fiber (ärtfiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin), MCT-olja, mineraler (natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, fluorid, krom, molybden, jod, selen), emulgeringsmedel (E472c, E471), **fiskolja**, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, tiamin, riboflavin, A, folsyra, K, biotin, D, B12), kolin, stabiliseringsmedel (E407), antioxidationsmedel (E304). UHT-behandlad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan användning.

Glutenfri
Halal-certifierad

BESTÄLLNINGAR

Produkten kan köpas på apotek eller beställas direkt från

Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

SMAK	FÖRPACKNING	BEST.NR.
Neutral	2x12x250 ml	90 07 48

Compleat® Mix kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.



REFERENSER forts:

5. Thornton-Wood C, Saduera S. Tolerance and Acceptability of a New Paediatric Enteral Tube Feeding Formula Containing Ingredients Derived From Food: A Multicentre Trial In The United Kingdom, *J Neonatol Clin Pediatr* 2020, 7: 050. 6. O'Connor G, Watson M, Van Der Linde M, Bonner RS, Hopkins J, Saduera S. Monitor gastrointestinal tolerance in children who have switched to an "enteral formula with food-derived ingredients": A national, multicenter retrospective chart review (RICIMIX study). *Nutr Clin Pract.* 2022 Aug;37(4):929-934. 7. Steel C, Wile H, Li O, Yedulla S, Hare I, Hopkins B. Understanding the use and tolerance of a pediatric and an adult commercial blenderized enteral formula through real-world data. *Nutr Clin Pract.* 2022;1-9. 8. SimpLink™ bolussystem, Ur Nordics Data Report, 2020.