

COMPLEAT® MIX PROTEIN

Komplett energi- och proteinrik sondnäring med ingredienser från riktiga råvaror*

Compleat® Mix Protein är en sondnäring som innehåller ingredienser från riktiga råvaror*: kyckling, ärtor, bönor, persika och apelsinjuice.

Flera studier har undersökt om egenmixad sondnäring eller sondnäring baserad på ingredienser från riktiga råvaror kan leda till bättre gastrointestinal tolerans.¹⁻³

Studier på denna typ av produkter har utvärderats på pediatrika patienter med olika diagnoser och dessa tolereras väl.⁴⁻⁶

ANVÄNDNING

Compleat® Mix Protein är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, och är näringsmässigt komplett. Sondnäringen har ett högt energi- och proteininnehåll. Den är avsedd för kostbehandling av patienter med eller i risk för malnutrition och ska användas under medicinsk övervakning. Sondnäringen är lämplig som enda näringskälla och kan användas från 15 års ålder. Även lämplig vid t.ex. Crohns sjukdom.

Flaskan omskakas före användning.



NYTT NAMN
OCH UTSEENDE,
SAMMA RECEPT!

• **Fyra fettkällor** från raps-, solros-, MCT- och fiskolja

• **26% av proteinet** kommer från kyckling. Resterande är mjölkproteiner

• **Fem fiberkällor** från havrefibrer, fruktoooligosackarider, akaciagummi, inulin och persika*

DOSERING

1000 - 1500 ml/dag för komplett nutrition eller >500 ml för partiell nutrition enligt rekommendation av läkare eller dietist.

FÖRVARING / HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Ihopkopplad med aggregat administreras produkten inom 24 timmar. Öppnad och återförsluten flaska kan förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

| | |
|------------------|--------------------|
| Energi | 150 kcal |
| Fett | 44 E% eller 7,3 g |
| Kolhydrat | 34 E% eller 12,7 g |
| Fiber | 2 E% eller 1,5 g |
| Protein | 20 E% eller 7,5 g |
| Laktos | ≤ 0,1 g |
| Gluten | Glutenfri |

REFERENSER **1.** Bischoff et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clin Nutr 2020;39:5-22 **2.** Hurt RT, et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. Nutr Clin Pract. 2015;30(6):824-829. **3.** Brown T, Zelig R, Radler DR. Clinical Outcomes Associated With Commercial and Homemade Blenderized Tube Feedings: A Literature Review. Nutr Clin Pract. 2020 Jun;35(3):442-453. **4.** Schmidt et al. The effect of a natural food based tube feeding in minimizing diarrhea in critically ill neurological patients. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):332-340. **5.** O'Connor et al. Monitor gastrointestinal tolerance in children who have switched to an "enteral formula with food-derived ingredients": A national, multicenter retrospective chart review (RICIMIX study). Nutr. Clin. Pract. 2022;37:929-934. **6.** Thornton-Wood C, Saduera S. Tolerance and Acceptability of a New Paediatric Enteral Tube Feeding Formula Containing Ingredients Derived From Food: A Multicentre Trial In The United Kingdom, J Neonatol Clin Pediatr 2020, 7: 050.

* Rehydrerat kycklingkött och grönsaker, persikopuré och apelsinjuice från koncentrat

NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml

| | | |
|--|--------------------------|--------|
| Energi | kcal | 150 |
| | kJ | 625 |
| Fett (44 E%) | g | 7,3 |
| – varav mättat | g | 2,9 |
| – varav MCT | g | 1,5 |
| – varav enkelomättat | g | 1,2 |
| – varav fleromättat | g | 1,0 |
| – varav Omega-3 | g | 0,19 |
| Förhållande n-6:n-3 | | 4,04:1 |
| Kolhydrat (34 E%) | g | 12,7 |
| – varav sockerarter | g | 1,4 |
| – varav laktos | g | ≤ 0,1 |
| Fiber (2 E%) | g | 1,5 |
| – varav lösliga | g | 0,75 |
| – varav olösliga | g | 0,75 |
| Protein (20 E%) (mjölkproteiner, kyckling) | g | 7,5 |
| Salt | g | 0,32 |
| MINERALER | | |
| Natrium | mg | 130 |
| Kalium | mg | 180 |
| Klorid | mg | 100 |
| Kalcium | mg | 110 |
| Fosfor | mg | 90 |
| Magnesium | mg | 29 |
| Järn | mg | 1,6 |
| Zink | mg | 1,3 |
| Koppar | mg | 0,16 |
| Mangan | mg | 0,37 |
| Fluorid | mg | 0,075 |
| Selen | µg | 12 |
| Krom | µg | 9,0 |
| Molybden | µg | 11 |
| Jod | µg | 16 |
| VITAMINER | | |
| Vitamin A | µg RE | 150 |
| Vitamin D | µg | 2,5 |
| Vitamin E | mg | 2,5 |
| Vitamin K | µg | 13 |
| Vitamin C | mg | 13 |
| Tiamin | mg | 0,30 |
| Riboflavin | mg | 0,28 |
| Niacin | mg | 2,2 |
| Niacin | mg NE | 3,3 |
| Vitamin B₆ | mg | 0,38 |
| Folsyra | µg | 60 |
| Vitamin B₁₂ | µg | 0,69 |
| Biotin | µg | 8,5 |
| Pantotensyra | mg | 0,90 |
| ÖVRIGA NÄRINGSÄMNINGEN | | |
| Kolin | mg | 48 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 390 |
| Osmolalitet | mOsm/kg H ₂ O | 500 |
| Vattenhalt | g/100 ml | 78 |

RE: Retinolekvivalent, NE: Niacinekvivalent

INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, rehydrerat kycklingkött 13%, **mjölkproteiner**, vegetabiliska oljor (raps, sojaolja), persikopuré 2,2%, apelsinjuice från koncentrat 1,8%, fiber (glutenfri **havrefiber**, fruktooligosackarider, akaciagummi, inulin), MCT-olja, rehydrerade grönsaker 2,1% (gröna bönor 2,0%, ärtor 0,1%), mineraler (natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, krom, molybden, fluorid, jod, selen), emulgeringsmedel (E471, E472c), kolin, **fiskolja**, surhetsregulerande medel (E330), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, folsyra, B₆, tiamin, riboflavin, A, K, biotin, D, B₁₂), antioxidationsmedel (E304). UHT-behandlad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan användning.

Glutenfri
Halal-certifierad

BESTÄLLNINGAR

Produkten kan köpas på apotek eller beställas direkt från

Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

| SMÅK | FÖRPACKNING | BEST.NR. |
|---------|-------------|----------|
| Neutral | 12 x 500 ml | 90 07 52 |

**Compleat® Mix Protein kan
förskrivas till barn under 16 år
på livsmedelsanvisning.**

