

Distal Duck instrumentrengöring

Använd Medisafe Distal Duck Tip Soaker för att hålla komplexa instrument fuktiga efter användning. Den effektiva förblötlösningslösningen är säker att använda med alla komplexa kirurgiska instrument, pH-neutral (icke-korrosiv), lämnar inga rester och är säker för transport av instrument..

- **4 aktiva enzymer - verkar vid rumstemperatur**
- **Säker, snabb och bekväm användning**
- **Mini Duck Tip Soaker är lämplig för små intrikata tips inklusive oftalmiska och neuroinstrument**

Mediq artnr	Lev artnr	Beskrivning	Antal/fp
10037125	M20400	Distal Duck Kit	1 fp
10037126	M20413	Distal Duck Tip Soaker	250 St/fp
10037127	M20411	Distal Tip Soaker ~ Mini Duck	250 St/fp

Distal Duck Kit

