



# DAX EASY Manuell dispenser

## Dispenser



DAX nya dispenserserie består av en manuell - EASY samt en automatisk - SMART som kommer i två färger (vit och silver/grå).

Refillerna har en ny vidareutvecklad doseringspump för driftsäker och pålitlig dosering.

En matchande droppbricka som förhindrar spill på golvet och som kan fästas i dispensern säljs separat.

- Samma refills som till DAX SMART dispenser
- Flexibel bakplatta med hål som matchar majoriteten av dispensererna på marknaden, Nya hål behöver inte borraras.
- Lika stilren och hygienisk som DAX SMART dispensern, men till ett lägre pris.
- Klistermärke att sätta på dispensern för att visa om det är handdesinfektion eller tvål i medföljer.
- Möjlighet att köpa till droppbricka (samma som till SMART) som enkelt klickas fast i dispensern.
- Armbågsbetjänt finns att köpa till som tillbehör.

**Användningsområde** En flexibel dispenser som är av bra kvalitet, användarvänlig och är ett utmärkt val för hälso- och sjukvården, tandvården, skolor, restauranger, offentliga toaletter m.m

**Produktegenskaper** 1000 ml refill med DAX Mildtvål, DAX Alcogel och DAX Clinical handdesinfektion gör att man inte behöver byta flaska så ofta.  
Pumpen aktiveras enkelt med ett lätt tryck på framsidan av dispensern.  
Nivån på vätska i refillen syns genom fönstret på framsidan av dispensern.

Dispensern går att låsa med medföljande nyckel, vilket förhindrar stöld eller förtäring av t.ex. handsprit.

**Tillverkningsland** FILIPPINERNA

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN
1 x 1 st		MD153	7331964001530



**Ytterligare  
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).