

# StomiSoft - Stomigördel

ART.NO 50218, 50219

StomiSoft är en rak, elastisk stomigördel som ger ett bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. Gördeln har en oelastisk front som ger stabilitet. Enkel att försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Då kardborren fäster över hela den oelastiska fronten är gördeln flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre tryck.

Möjligt att klippa hål i det stadiga men mjuka oelastiska frontpartiet. Hål klippas i önskad storlek anpassat efter stomibandaget/drän. Frontpartiet fransar sig inte oavsett form och storlek på hålet, ingen sömnad behövs. Gördeln går lika bra att använda med eller utan klippt hål. Önskas mer tryck över stomipåsen försluts gördeln så att påsen ligger under det oelastiska materialet. För att stomipåsen ska kunna expandera lätt kan gördeln vändas så att påsen istället ligger under det elastiska materialet.

Gördeln är vändbar för att passa för stomi både på höger och vänster sida. Finns i svart, höjd 16 och 20 cm.

**Kompressionsgrad:** Medel, 2 av 3.

**Indikationer:** Stabiliserande gördel vid stomi/stomibråck. Preventivt mot bråck. Fixering av stomibandage. Mobilisering efter kirurgi.


**Kontraindikation:** Inklämda bråck.

**Material:** Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, Elastan 11%. Latexfri.


**Tvättråd:** Maskintvätt 40°C (kan vid behov tvättas i högre temperaturer, max 60°C, produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer). Fäst kardborrbandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

**Storlek/Måttagning:** Omfångsmått runt tänkt placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.


Storlek	Mått cm	Höjd 16 cm Art.no	Höjd 20 cm Art.no
XS	70-85	502190030	502180030
S	80-95	502190040	502180040
M	90-105	502190050	502180050
L	100-115	502190060	502180060
XL	110-125	502190070	502180070
2XL	120-135	502190080	502180080





Handtag för enkel på- & avtagning.



Med klippt hål för stomibandage.



Med mer tryck, oelastiskt stöd/  
support över stomibandaget.



Med mjukt, elastiskt stöd/support  
över stomibandaget.



MD Class I CE



STANDARD  
100  
1976-298  
DTI