



Artikelnummer 1000032647

Britspapper, neutral, 1 lager, 195m x 40cm, Ø16cm, vit, nyfiber, operforerad

- ✓ Absorberande material
- ✓ Enkel och hygienisk lösning

**Produktbeskrivning**

Britspapper används för att skydda t.ex. britsar och undersökningsbänkar. Britspappersrullen är tillverkad av absorberande material och är lätt att rulla ut. Med tissueprodukter för engångsbruk minskar risken för kontaminering och hygien förbättras.

**Produktspecifikationer**

Artikelbenämning	Britspapper
Färg	Vit
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Perforering	Operforerad
Material	Nyfiber
Längd/djup	195 m
Bredd	40 cm
Diameter	16 cm
Antal lager	1 lager
Märkningar	Svanenmärket.
Direktiv, förordningar och lagstiftning	(EU) 2023/988
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Se till att tissue är helt slät före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	2 rl	40 cm	32 cm	16 cm	5703538522819
rl	1 rl				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.