

Orgran No Egg Äggersättning

200g motsvarar ca 66 ägg

Ingredienser: Potatisstärkelse,
tapiokamjöl, metylcellulosa,
kalciumkarbonat, citronsyra



Fri från följande allergener

Mjölprotein, laktos, gluten, Ägg, Soja, Nötter, vete

Lågprotein / proteinreducerad

Användning.

1 tesked / 3g + 2 msk vatten = 1 ägg

Kan användas istället för ägg
till kakor, tunna pannkakor,
sockerkaka och bakning,
majonnäs.

Förvaring: rumstemperatur

Näringsvärder per 100 g

Energi 1313 kJ / 313 kcal

Fett 0,3g varav mättat 0,1

Kolhydrat 70,5g varav sockerarter 0g

Protein 0,2g

Kostfiber 2,9g

salt 0,04g

Tillverkningsland: Australien

Netto-vikt g	Vikt Kfp g	Antal kfp/dfp	EAN kfp	Lev.art.nr
200	220	8	720516025013	152801-1

Leverantör:

Dietistbyrån Stockholm Effterträdare Allergilivsmedel

Tel 08-96 66 81

e-post: dietistbyran@allergimat.com

Stockholmsvägen 26, 194 61 Upplands Väsby