

PKU LOPHLEX LQ

Drickfärdig protein- ersättning med naturlig fruktjuicekoncentrat (+DHA)

PKU Lophlex LQ är en drickfärdig proteinersättning avsedd för kostbehandling av fenyldetonuri (PKU) hos barn över 4 år och upp i vuxen ålder. En nästintill fenyldalaninfri aminosyrablandning (<5 mg FA per 100 ml) som innehåller bär- och/eller fruktjuicekoncentrat, essentiella och icke-essentiella aminosyror, kolhydrat, vitaminer och mineraler. Innehåller fettsyran DHA (dokosaheksaensyra).

PKU Lophlex LQ måste kompletteras med naturligt protein, vätska och andra näringsämnen enligt ordination från dietist för att täcka behovet av fenyldalanin och övriga näringsämnen. Finns i smakerna juicy apelsin, saftiga bär, tropisk smak och juicy citrus. Samtliga fyra smaker finns i två storlekar, 62,5 ml och 125 ml med 10 respektive 20 g proteinekvivalenter.



PKU Lophlex LQ är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av läkare eller dietist.

NUTRICIA
PKU Lophlex® LQ

Ingredienser

Apelsinjuicekoncentrat (45,5%^a, 18%^c), vatten, äppeljuicekoncentrat (34,1%)^b, grapefruktjuice (6,8%)^d, mangopuré från koncentrat, (6,4%)^c, druvjuicekoncentrat (6,9%)^b, mandarinjuice från koncentrat (4%)^c, svartvinbärsjuicekoncentrat (2,5%)^d, torkad glukossirap, L-leucin, smakförstärkare (E330), L-prolin, L-arginin, glycin, L-tyrosin, L-lysinacetat, L-valin, L-asparbinsyra, L-isoleucin, dikalciumfosfat, L-alanin, L-serin, L-treonin, fläderbärsjuice koncentrat (0,6%)^b, L-histidin, L-lysin L-aspartat, maltodextrin, magnesium- acetat, L-cystin, kolinbitartrat, L-tryptofan, socker, stabiliseringsmedel (E460, E412, E415, E466), encellsolja med hög andel dokosahexaensyra (DHA), N-acetyl-L-metionin, emulgeringsmedel (solroslecitin) naturliga smakämnen, koncentrat (äpple, svart vinbär, rödäsa)^b, taurin, L-askorbinsyra, L-metionin, sötningsmedel (sukralosa^{b,d}, acesulfam Ka^{a,c,d}), konserverings medel (E202, E211), M-inositol, järnlaktat, L-karnitin, zinksulfat, nikotinamid, DL-a-tokoferylacetat, kalcium D-pantotenat, man gansulfat, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, vitamin A -palmitat, riboflavin, antioxidanter (E304, E306), folsyra, kaliumjodid, natriummolybdat, D-biotin, natriumselenit, kromklorid, Vitamin K1, Vitamin D3, cyanokobalamin.



Användning

Doseringen är individuell och bestäms i samråd med läkare och dietist. Avsedd från 4 år och upp i vuxen ålder. Observera att folsyra kan behöva kompletteras för gravida vid sidan om enligt gällande rekommendation. Intaget av PKU Lophlex LQ bör spridas över dagen och intas i samband med måltid och extra vätska. PKU Lophlex LQ smakar i allmänhet bäst kylskåpskall. Skaka drycken noga för att vara säkra på att alla aminosyror och näringsämnen blandas väl.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur och inte i direkt solljus. Bäst-före-datum (dag-mån-år) finns angivet på dryckes förpackningen och ovasidan av ytterförpackningen. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och bör användas inom 24 timmar.

Beställning

Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se eller via vår e-mail order.se@danone.com.

Produkt	Smak	Art.nr	Förpackning
PKU Lophlex LQ 10	Juicy apelsin	90 03 33	60 x 62,5 ml
PKU Lophlex LQ 10	Saftiga bär	90 03 28	60 x 62,5 ml
PKU Lophlex LQ 10	Tropisk smak	90 03 30	60 x 62,5 ml
PKU Lophlex LQ 10	Juicy citrus	90 03 34	60 x 62,5 ml
PKU Lophlex LQ 20	Juicy apelsin	90 03 27	30 x 125 ml
PKU Lophlex LQ 20	Saftiga bär	90 03 29	30 x 125 ml
PKU Lophlex LQ 20	Tropisk smak	90 03 31	30 x 125 ml
PKU Lophlex LQ 20	Juicy citrus	90 03 32	30 x 125 ml