

NUTRIDRINK JUCY PLUS

**Energirikt klart kosttillägg. Färdig att dricka.
Glutenfri, låglaktos och fettfri.**

Nutridrink Jucy Plus är ett energirikt kosttillägg för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. En flaska (200 ml) ger 300 kcal och 12 gram protein.

Nutridrink Jucy Plus finns i fem smaker: mango-ananas, päron-fläder, svalkande hallon, äpple och svartvinbär.



**Nutridrink Jucy Plus är livsmedel för
speciella medicinska ändamål och
används under medicinsk övervakning.**

Ingredienser

Vatten, Glukossirap, Maltodextrin, Komjölksprotein, Sackaros, Arom, Kolinklorid, Kalciumklorid, L-askorbinsyra, Kaliumklorid, Färgämne,* Magnesiumklorid, Natriumklorid, Ferrolaktat, Zinksulfat, DL-α- tokoferylacetat, Kalcium-D- pantotenat, Kopparglukonat, Mangansulfat, Nikotinamid, Natriumfluorid, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Retinylpalmitat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsyra, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Kromklorid, Fytomenadion, Kolekalciferol, D-Biotin, Cyankobolamin.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

***Ingående färgämnen**
Mango-Ananassmak: kurkumin
Päron-Flädersmak: kurkumin, sockerkulör ammoniaksulfitprocessen
Svalkande Hallonsmak: antocyener, sockerkulör ammoniaksulfitprocessen
Äpplesmak: kurkumin, sockerkulör ammoniaksulfitprocessen
Svartvinbärssmak: antocyener, sockerkulör ammoniaksulfitprocessen

Nutridrink Jucy Plus innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 31,5 g kolhydrat från glukossirap, maltodextrin och socker (84 E%)
- 6 g protein från vassleproteinisolat från komjolk (16 E%)

Glutenfri. Låglaktos. Slaggfri. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Användning

Nutridrink Jucy Plus är lämplig för patienter som behöver tillskott av energi och protein. Eftersom drycken är helt fettfri är den även lämplig för patienter med fettmalabsorption, t ex vid Crohns sjukdom, pankreatit eller efter strålbehandling. Nutridrink Jucy Plus skakas väl innan användning och smakar bäst väl kylt. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn över 3 års ålder.

Dosering

1–3 flaskor per dag eller enligt ordination.

Hållbarhet och förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Beställning

Nutridrink Jucy Plus kan beställas och köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: nutriciastore.se eller e-post: order.se@danone.com

Produkt	Art.nr	Förpackning
Nutridrink Jucy Plus Svalkande Hallonsmak	900860	4 x 200 ml
Nutridrink Jucy Plus Päron-Flädersmak	900861	4 x 200 ml
Nutridrink Jucy Plus Mango-Ananassmak	900862	4 x 200 ml
Nutridrink Jucy Plus Äpplesmak	900902	4 x 200 ml
Nutridrink Jucy Plus Svartvinbärssmak	900903	4 x 200 ml

Näringsvärde			
		Per 100 ml	Per 200 ml
Energi	kJ	637	1254
	kcal	150	300
Fett (0 E%)	g	0	0
Kolhydrat (84 E%)	g	31,5	63
– varav sockerarter	g	13,6	27,2
	– laktos	<0,025	<0,05
Fiber (0 E%)	g	0	0
Protein (16 E%)	g	6,0	12,0
Salt	g	0,02	0,04
Mineraler & spårämnen			
Natrium	mg (mmol)	5,0 (0,22)	10,0 (0,44)
Kalium	mg (mmol)	8,40 (0,21)	16,80 (0,42)
Klorid	mg (mmol)	218 (6,14)	436 (12,28)
Kalcium	mg (mmol)	15,1 (0,38)	30,2 (0,76)
Fosfor	mg (mmol)	14,7 (0,47)	29,4 (0,94)
Magnesium	mg (mmol)	1,64 (0,07)	3,28 (0,14)
Järn	mg	2,15	4,30
Zink	mg	1,61	3,22
Koppar	mg	0,21	0,42
Mangan	mg	0,15	0,30
Flourid	mg	0,17	0,34
Molybden	µg	9,34	18,68
Selen	µg	8,75	17,5
Krom	µg	4,38	8,76
Jod	µg	19,1	38,2
Vitaminer			
Vitamin A	µg	105	210
Vitamin D3	µg	0,89	1,18
Vitamin E	mg (α-TE)	1,83	3,66
Vitamin K	µg	8,75	17,5
Tiamin	mg	0,17	0,34
Riboflavin	mg	0,22	0,44
Niacin	mg (mg-NE)	0,46 (2,50)	0,92 (5,0)
Pantotensyra	mg	0,47	0,94
Vitamin B6	mg	0,23	0,46
Folsyra	µg	16,1	32,2
Vitamin B12	µg	0,38	0,76
Biotin	µg	5,0	10,0
Vitamin C	mg	13,8	27,6
Övrigt			
Kolin	mg	50,0	100
Osmolaritet	mOsmol/l	930	930
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	1210	1210

Produkt	IDDSI-nivå Kylskåpskall	IDDSI-nivå Rumstempererad
Nutridrink Jucy Plus	1	1

Testning har utförts i enlighet med metodik i IDDSI ramverk.