


HYPER LYS ANAMIX INFANT

Spädbarnsnäring för kostbehandling av hyperlysinemi. Innehåller LCP.

HYPER LYS Anamix Infant är en aminosyrabaserad spädbarnsnäring utan lysin. För kostbehandling av hyperlysinemi och pyridoxinberoende epilepsi (PDE) hos spädbarn från födseln till 12 månaders ålder.

Innehåller essentiella och icke-essentiella aminosyror, kolhydrater, fetter, kostfiber, vitaminer, mineraler och spårämnen. Tillsatt en källa för de långkedjiga fettsyrorna (LCP), arakidonsyra (ARA) och dokosahexaensyra (DHA) i nivåer som liknar bröstmjök. Glutenfri.



HYPERLYS Anamix Infant per 100 ml med en koncentration på 15 g/100 ml ger:

- 70 kalorier
- 3,5 g fett från solrosolja, kokosolja och sojaolja samt olja från Crypthecodinium cohnii och Mortierella alpina (45 E%)
- 7,5 g kolhydrat från glukossirap och sackaros (43 E%)
- 0,56 g kostfiber från galaktooligosackarider (GOS) och fruktooligosackarider (FOS) (1 E%)
- 2,0 g proteinekvivalenter (11 E%)

Smakvarianter
Neutral smak.

Indikation
För kostbehandling av hyperlysinemi hos spädbarn från födseln till 12 månaders ålder och kan användas som ett komplement upp till 3 års ålder.

Dosering
Använd mängden pulver och blandningsförhållande som rekommenderas av din läkare eller dietist. Detta beror på patientens ålder, kroppsvikt och medicinska tillstånd.

Försiktighetsåtgärder
Produkten ska kompletteras med naturligt protein, t.ex. från bröstmjölk eller lämplig modersmjölksersättning, under medicinsk vägledning för att tillgodose patientens näringsbehov av lysin, vätska och andra näringsämnen. Endast för enteral användning. Administreras inte parenteralt. Inte lämplig som enda näringsskälla.

Förberedelse
Använd alltid den måttsked som medföljer i kartongen för att uppnå rätt dosering. För varje mätsked (5 g), tillsätt 30 ml vatten för att uppnå den rekommenderade koncentrationen (15 % vikt/volym). Inledningsvis kan en lägre koncentration vara nödvändig för att säkerställa god tolerans. Pulvret är inte sterilt och bör därför beredas omedelbart före utfodring. Blandningen bör inte värmas upp mer än 15 minuter före utfodring och får inte kokas eller värmas i mikrovågsugn. Mat som inte har ätits 1 timme efter beredning kasseras.

1. Tvätta händerna väl och rengör beredningsområdet. Sterilisera flaskor och nappar.
2. Koka färskt vatten i 5 minuter eller tills en vattenkokare stängs av (använd aldrig varmt kranvatten). För barn över 1 år behöver vattnet inte alltid kokas om vattenkvaliteten är bra, utan pulvret löser sig bäst i varmt vatten.
3. Kyl vattnet i minst 30 minuter tills det känns ljummet på insidan av handleden. Häll önskad mängd vatten i en steriliserad nappflaska/ behållare.
4. Tillsätt det rekommenderade antalet nivåmätskedar i vattnet.
5. Skaka eller vispa tills pulvret är upplöst.
6. Kontrollera att blandningen har rätt temperatur genom att ta några droppar på insidan av handleden. Värm inte upp igen. Vatten eller annan utspädd dryck bör konsumeras samtidigt.

Hållbarhet och förvaring
Öppnad kartong används inom 2 veckor. Förvara på en sval, torr plats, borta från direkt solljus. Sätt alltid tillbaka locket efter användning. Bäst före-datum hittar du under rutan.

Ingredienser
Glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja med hög oljehalt, kokosolja, rapsolja, solrosolja), galaktooligosackarider (från komjolk), L-Leucin, L-glutaminsyra, L-prolin, L-arginin, L-valin, L-isoleucin, glycin, emulgeringsmedel (citronsyrastrar av mono- och diglycerider av fettsyror), L-asparaginsyra, kalciumfosfat, L-treonin, L-tyrosin, L-fenylalanin, L-serin, L-alanin, L-histidin, kaliumcitrat, fruktooligosackarider, kaliumklorid, L-cystin, kolinbitartrat, magnesiumacetat, kalciumglycerofosfat, L-fosfatnatrium, L-fosfat, vätefosfat, natriumväte. Crypthecodinium cohnii-olja, Mortierella alpina-olja, natriumklorid, L-glutamin, inositol, L-askorbinsyra, antioxidanter (solroslecitin, askorbylpalmitat), taurin, järnsulfat, zinksulfat, L-karnitin, DL-α-tocopheryl, DL-α-tocopheryl, DL-α-tocopheryl sulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, kaliumjodid, mangansulfat, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, fytomenadionnatriumselenit, natriummolybdat, D-biotin, kolekocyanokobalamin,.

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkt	Artnr.	Förpackning
HYPER LYS Anamix Infant	900891	1 burk à 400 g

Näringsinnehåll			
		Per 100 g	Per 100 ml 15% utspädning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (45 E%)	g	23,0	3,5
- varav mättade fettsyror	g	7,7	1,2
- enkelomättade fettsyror	g	11,3	1,7
- fleromättade fettsyror	g	4,0	0,6
-- linolsyra (LA)	mg	3210	481
-- α-linolensyra (ALA)	mg	320	47,6
-- arakidonsyra (ARA)	mg	0,12	17,8
-- Dokosahexaensyra (DHA)	mg	0,12	17,8
n6:n3-förhållande		7,66:1	
Kolhydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- varav sockerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (1 E%)	g	3,7	0,56
Proteinekvivalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyror	g	15,5	3,3
L-alanin	g	0,66	0,099
L-arginin	g	1,17	0,176
L-asparaginsyre	g	0,98	0,147
L-cystin	g	0,43	0,0645
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,30	0,195
Glysin	g	1,05	0,158
L-histidin	g	0,67	0,101
L-isoleucin	g	1,05	0,158
L-leucin	g	1,78	0,267
L-lysin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin	g	0,29	0,0435
L-fenylalanin	g	0,79	0,119
L-prolin	g	1,26	0,189
L-serin	g	0,78	0,117
L-treonin	g	0,87	0,131
L-tryptofan	g	0,35	0,0525
L-tyrosin	g	0,79	0,119
L-valin	g	1,14	0,171
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler och spårämnen			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,50)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Järn	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Koppar	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg TE)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg-NE)	2,33 (8,16)	0,35 (1,22)
Pantotensyra	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folsyra	µg	55,0	8,25
Folsyra	µg	91,7	13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Andra			
L-karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet	Osmol/kg H ₂ O		380

Nutricias produkter är registrerade livsmedel för speciella medicinska ändamål och bör användas i samråd med vårdpersonal.