


Optidynamic

Spinal Fluid Manometer

- Används för att mäta ryggmärgsvätskans tryck
- Säker, enkel och optimalt känslig dynamisk tryckindikator för att upptäcka mindre ryggradsabstraktioner
- Trycket registreras av en slang med en innerdiameter på 0,80 mm, motsvarande en standardkanyl (gauge 18)
- Volym: 0,05 ml / 100 mm
- Kan användas som en hävert som drar vätska till provtagningsrören
- Luer-lock eller NRFit konnektorer
- Material: DEHP fri PVC. Skalan är gjord av papper
- Tillverkare: Mediplast Srl / www.mediplast.com/it



Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6061650008	Luer-Lock konnektor	25/225
6061650009	NRFit konnektor	20/180

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

