



danuButton®

byte av sondmatningsslang för långsiktig enteral nutrition

KOMFORT

- Stort urval av storlekar och längder
- Omfattande tillbehörssortiment – inga ytterligare komponenter behövs
- Hög komfort tack vare mjukt, flexibelt silikon
- Lågprofilsdesign för omfattande mobilitet



SÄKERHET

- Tillverkad av högkvalitativt medicinskt silikon med hög klarhet
- Latex-fri, PVC-fri, DEHP-fri, BPA-fri
- Radioopak rand längs med hela skaftet
- Hög ballongstabilitet för lång appliceringstid
- Platt, rund och infälld spets möjliggör atraumatiskt införande och ger mindre irritation
- Äppelformad ballong
- Icke-konnektivitet med icke-enterala system i enlighet med EN ISO 80369-1 garanteras

ENSwivel



- På alla extensionsset
- Innovativ roterande kontakt för enklare anslutning och frångkoppling
- Förhindrar att slangen vrider sig och minskar smärta för patienten

danuButton® Compact XS:

- danuButton® Gastrostomy Button
- danumed® Stiffener
- danumed® Ballongspruta 10 ml



		Fr-storlek					
		12	14	16	18	20	24
Längd (mm)	8	DA 1043 1208	DA 1043 1408	DA 1043 1608	DA 1043 1808	DA 1043 2008	DA 1043 2408
	10	DA 1043 1210	DA 1043 1410	DA 1043 1610	DA 1043 1810	DA 1043 2010	DA 1043 2410
	12	DA 1043 1212	DA 1043 1412	DA 1043 1612	DA 1043 1812	DA 1043 2012	DA 1043 2412
	15	DA 1043 1215	DA 1043 1415	DA 1043 1615	DA 1043 1815	DA 1043 2015	DA 1043 2415
	17	DA 1043 1217	DA 1043 1417	DA 1043 1617	DA 1043 1817	DA 1043 2017	DA 1043 2417
	20	DA 1043 1220	DA 1043 1420	DA 1043 1620	DA 1043 1820	DA 1043 2020	DA 1043 2420
	23	DA 1043 1223	DA 1043 1423	DA 1043 1623	DA 1043 1823	DA 1043 2023	DA 1043 2423
	25	DA 1043 1225	DA 1043 1425	DA 1043 1625	DA 1043 1825	DA 1043 2025	DA 1043 2425
	27	DA 1043 1227	DA 1043 1427	DA 1043 1627	DA 1043 1827	DA 1043 2027	DA 1043 2427
	30	DA 1043 1230	DA 1043 1430	DA 1043 1630	DA 1043 1830	DA 1043 2030	DA 1043 2430
	35	DA 1043 1235	DA 1043 1435	DA 1043 1635	DA 1043 1835	DA 1043 2035	DA 1043 2435
40	DA 1043 1240	DA 1043 1440	DA 1043 1640	DA 1043 1840	DA 1043 2040	DA 1043 2440	
45	DA 1043 1245	DA 1043 1445	DA 1043 1645	DA 1043 1845	DA 1043 2045	DA 1043 2445	
50	DA 1043 1250	DA 1043 1450	DA 1043 1650	DA 1043 1850	DA 1043 2050	DA 1043 2450	


1 set per låda, 5 lådor per fraktlåda.

Alla danuButton-set är

- Latexfria
- PVC-fri
- DEHP-fria
- BPA-fri

danuButton® Premium Set:

- danuButton® Gastrostomy Button
- danumed® Extension-set för Gastrostomy button, 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, rak knappkoppling
- danumed® Extension-set för Gastrostomy Button, 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, vinklad knappkoppling
- danumed® Stiffener
- danumed® Ballongspruta 10 ml
- danumed® Enteral Syringe 60 ml, ENFit®, hona
- optiLube smörjmedel
- Kompress (4 x)



		Fr-storlek					
		12	14	16	18	20	24
Längd (mm)	8	DA 1041 1208	DA 1041 1408	DA 1041 1608	DA 1041 1808	DA 1041 2008	DA 1041 2408
	10	DA 1041 1210	DA 1041 1410	DA 1041 1610	DA 1041 1810	DA 1041 2010	DA 1041 2410
	12	DA 1041 1212	DA 1041 1412	DA 1041 1612	DA 1041 1812	DA 1041 2012	DA 1041 2412
	15	DA 1041 1215	DA 1041 1415	DA 1041 1615	DA 1041 1815	DA 1041 2015	DA 1041 2415
	17	DA 1041 1217	DA 1041 1417	DA 1041 1617	DA 1041 1817	DA 1041 2017	DA 1041 2417
	20	DA 1041 1220	DA 1041 1420	DA 1041 1620	DA 1041 1820	DA 1041 2020	DA 1041 2420
	23	DA 1041 1223	DA 1041 1423	DA 1041 1623	DA 1041 1823	DA 1041 2023	DA 1041 2423
	25	DA 1041 1225	DA 1041 1425	DA 1041 1625	DA 1041 1825	DA 1041 2025	DA 1041 2425
	27	DA 1041 1227	DA 1041 1427	DA 1041 1627	DA 1041 1827	DA 1041 2027	DA 1041 2427
	30	DA 1041 1230	DA 1041 1430	DA 1041 1630	DA 1041 1830	DA 1041 2030	DA 1041 2430
	35	DA 1041 1235	DA 1041 1435	DA 1041 1635	DA 1041 1835	DA 1041 2035	DA 1041 2435
40	DA 1041 1240	DA 1041 1440	DA 1041 1640	DA 1041 1840	DA 1041 2040	DA 1041 2440	
45	DA 1041 1245	DA 1041 1445	DA 1041 1645	DA 1041 1845	DA 1041 2045	DA 1041 2445	
50	DA 1041 1250	DA 1041 1450	DA 1041 1650	DA 1041 1850	DA 1041 2050	DA 1041 2450	

1 set per låda, 5 lådor per fraktlåda.

danumed Medizintechnik GmbH – Individual solutions are our standard.

We are an innovative, German medical technology company with the highest quality standards, many years of expertise in enteral nutrition and clear customer focus. We also meet individual customer requests with flexibility and reliability. Personal, competent, collaborative.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com

