



Leverantör:  
Steriking® från WIPAK

# Steriking® CombiWraps

## Varvade packskynken

### Blå/gröna varvade packskynken

Två olika färger underlättar upptäckten av ev. skador/hål.

- Kombinationen av material ger en stark barriär, vilket innebär trygghet för operationspersonal och patient.
- Materialet är utvecklat för att vara mjukt och draperbart för att underlätta vid "packningen".
- Lämplig för ånga- och gassterilisering med formaldehyd eller etylenoxid.



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

## Produktspecifik information

### Det BLÅ yttre packskynket ProWrap SMX

Material: 100% Polypropen i 5 lager SSMMS

(S=spunnet skikt, M= smält skikt)

- Extrem hållbarhet och ger en överlägsen barriär mot inträngning av mikroorganismer tack vare de två inbäddade kortfibriga smälta skikten
- Vattenavvisande
- Hög riv- och punktionsstyrka
- Mjukt och draperbart

Finns i 4 olika styrkor/tjocklekar

- » SMX1 – 37g/m<sup>2</sup>
- » SMX2 – 47g/m<sup>2</sup>
- » SMX3 – 55g/m<sup>2</sup>
- » SMX4 – 75g/m<sup>2</sup>

### Det GRÖNA inre packskynket NWGL

Material: 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer.

- Utmärkt absorptionsförmåga vilket reducerar fuktiga laster

Förvaring: Skyddas från direkt solljus och hög luftfuktighet

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Storlek cm	Rek. Max-vikt på last	Förp.
10025380	CW5075	Packskyne Steriking CW5 SMX1/NWGL	75x75	3kg	240
10025381	CW5100	Packskyne Steriking CW5 SMX1/NWGL	75x75	3kg	144
10025382	CW5120	Packskyne Steriking CW5 SMX1/NWGL	90x90	3kg	120
10017867	CW6075	Packskyne Steriking CW6 SMX2/NWL	100x100	8kg	240
40006333	CW6100	Packskyne Steriking CW6 SMX2/NWL	100x100	7,7 kg	144
40006334	CW6120	Packskyne Steriking CW6 SMX2/NWL	120x120	9,8 kg	120
10025383	CW7075	Packskyne Steriking CW7 SMX3/NWL	120x120	10kg	240
10025384	CW7090	Packskyne Steriking CW7 SMX3/NWL	120x120	10kg	200
10017347	CW7100	Packskyne Steriking CW7 SMX3/NWL	100x100	10kg	144
10017348	CW7120	Packskyne Steriking CW7 SMX3/NWL	120x120	10kg	120
10021832	CW7140	Packskyne Steriking CW7 SMX3/NWL	140x140	11,5kg	104
10017868	CW8120	Packskyne Steriking CW8 SMX4/NWL	120x120	16kg	120



at the heart of healthcare