



Operationshandskar Sempermed

Supreme - latex

Sterila operationshandskar för engångsbruk. Puderfria och med syntetisk innerbeläggning. Helt anatomisk med böjda fingrar och rullkant. Utvecklade, tillverkade och packade i europa.

En alroundhandske du kan lita på

- + **Extra smidig:**
Enastående komfort och hög taktil känsla
- + **Snabb och enkel att ta på:**
Quick Don™ innerbeläggning
- + **Anatomisk form:**
Bekväm även vid långa operationer
- + **Hudvänlig:**
Tvättad för att minimera risk för hudirritationer

Leverantör

Semperit

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Artikel-nummer	Lev. nr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
40012857	822751521	Sempermed supreme	5 1/2	50 par	300 par
10023608	822751601	Sempermed supreme	6	50 par	300 par
10023609	822751621	Sempermed supreme	6 1/2	50 par	300 par
10023610	822751701	Sempermed supreme	7	50 par	300 par
10023611	822751721	Sempermed supreme	7 1/2	50 par	300 par
10023612	822751801	Sempermed supreme	8	50 par	300 par
10023613	822751821	Sempermed supreme	8 1/2	50 par	300 par
10023614	822751901	Sempermed supreme	9	50 par	300 par

Material:	Latex
Steriliseringsmetod:	Gammastrålning. Sterile R.
Klassificering:	Medicinsk utrustning klass IIa. Skyddshandske för engångsbruk - PPE-kategori III (skydd mot kemiska ämnen under begränsad tid)
Hållbarhet:	3 år (om förvarad enligt DIN 7716, ISO 2230)
Färg:	Naturvit
Handskform:	Helt anatomisk med böda fingrar och rullkant
Storlek/längd (enligt EN 455-2):	5 1/2, 6 och 6 1/2 medianvärde 270 mm 7, 7 1/2 och 8 medianvärde 280 mm 8 1/2 och 9 medianvärde 285 mm
Tjocklek:	0,19 - 0,23 mm
Barriär:	AQL 0,65
Draghållfasthet:	≥ 12 N, överträffar EN 455-2 (≥ 12 N i stället för ≥ 9 N)
Förpackning:	Handskarna förpackas i vikt innerförpackning med markering av vänster resp. Höger samt storlek. Manchetten är vikt och tummen upp. Ytterförpackningen är ozontät. 50 par ligger i en dispenserförpackning med steriliseringsindikator. Transportförpackning med steriliseringsindikator innehåller 300 par.