



This chapter uses a colour guide

For easier pattern identification, please use the colour guide included at the end of this chapter.



Este capítulo usa um código de cores

Para mais fácil identificação dos padrões, por favor use o código de cores incluído no fim deste capítulo.



Film 60μ + Paper
Filme 60μ + Papel



Absorbent Non-woven + Film
Não tecido absorvente + Filme



PP non-woven + Film
Não tecido PP + Filme



Absorbent Non-woven
Não tecido absorvente



Film 30μ
Filme 30μ



Absorbent Non-woven + Film
Não tecido absorvente + Filme



Transparent Film embossed
Filme transparente granitado



Plasticized metal wire
Arame duplo plastificado



Absorbent Non-woven + Film
+ paper
Não tecido absorvente + Filme
+ papel



Absorbent Non-woven + Film
+ Non-woven
Não tecido absorvente + Filme
+ Não tecido



Non-woven + Adhesive
Não tecido + Adesivo



Absorbent Non-woven
(Reinforcement)
Não tecido absorvente
(Reforço)



Polyethylene sleeve
Manga de polietileno



Adhesive
Adesivo



Synthetic rubber
Borracha sintética



Polyacetal
Poliacetal



Transparent film
Filme transparente



Film 60μ
Filme 60μ



Incision film
Filme de incisão



Paper
Papel



Non-woven 80g
Não tecido 80g





Neoprene
Neoprene

Material composition (2 or 3 plies)

Composição do material
(2 ou 3 camadas)

- Skin orange structure.**
Estrutura casca de laranja.
- One soft and absorbent non-woven layer.**
Uma camada de tecido não tecido macio e absorvente.
- Tear-resistant and impermeable polyethylene layer.**
Camada de celulose opcional para o conforto do paciente.
- Optional cellulose layer for patient comfort.**
Camada de celulose opcional para o conforto do paciente.
- Grid pattern hot melt lamination.**
Laminação hot melt por grelha.



4881

Utility drape

Campo de tratamento

Champ de soin


OP-Abdecktuch

Gebruiksvelden

Telino per sala operatoria

Campo de curas

Operationshandduk

**2E**

UTILITY DRAPES

- Laminated made of polypropylene non-woven and polyethylene film.
- Non sterile: Plastic bag + transport carton.
- Sterile: Individual peel-open pack + dispenser box + transport carton.

CAMPOS DE TRATAMENTO

- Laminado composto por não tecido polipropileno e filme de polietileno.
- Não esterilizados: Saco plástico + caixa de transporte.
- Esterilizados: Embalados individualmente em peel-open pack + caixa dispenser + caixa de transporte.

Non sterile • Não esterilizados

REF	Size Tamanho	Pcs./Bag Uni./Saco	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4881-001	38 x 45 cm	200	1.600
4881-002	45 x 75 cm	90	720
4881-003	75 x 90 cm	440	440
4881-004	150 x 180 cm	25	100
4881-025	50 x 50 cm	120	960

Sterile • Esterilizados

REF	Size Tamanho	Pcs./Pack Uni./Pacote	Pcs./Sh. box Uni./Cx. cartolina	Pcs./Tr. carton Uni./Cx. transporte
4881-501	38 x 45 cm	1	145	1.450
4881-502	45 x 75 cm	1	90	900
4881-503	75 x 90 cm	1	45	450
4881-504	150 x 180 cm	1	20	120

Bastos Viegas, s.a.

Cat. BV10, Rev O (10-2021)

Av. da Fábrica 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel, Portugal . Tel/Phone: (+351) 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - bastosviegas.com